


Uw iOS updaten:



- iOS is het mobiele besturingssysteem waarmee heel wat mobiele apparaten van Apple werken, zoals de iPhone, iPad en iPod touch.
- Het is erg eenvoudig om de geïnstalleerde versie van de Scanner-app en de iOS-versie te controleren: open de app en ga naar Ondersteuning. U zou dezelfde informatie moeten zien als in de onderstaande afbeelding.
- Als de iOS-versie van de app niet de meest recente is, ga dan naar de instellingen van de iPad (eerste scherm van de iPad) – Algemeen – Software-update.



- 1.
2. Het downloaden van de nieuwe iOS neemt ongeveer 30 minuten in beslag en nadat het downloaden is voltooid, moet de iOS worden geïnstalleerd.





3. Wanneer de nieuwe versie wordt geïnstalleerd, vraagt de iPad naar de toegangscode (4 cijfers).
Geef de toegangscode in en aanvaard de voorwaarden:



Uw S3 Scanner App updaten:

Wanneer een nieuwe versie van de app wordt gelanceerd, volstaat het om de S3-applicatie te starten. Wanneer u verbonden bent met een WiFi-netwerk, verschijnt een pop-upvenster om u op de hoogte te brengen van de update. Klik op **NU UPDATEN** en vervolgens op **INSTALLEREN**. Er verschijnt een tweede S3 App-pictogram om de nieuwe applicatie te laden. Wanneer de update is voltooid, verdwijnt het tweede pictogram weer en wanneer u de S3 App opent en naar Ondersteuning gaat, ziet u de nieuwe app-versie. Zie onderstaande stappen:



3.

