



Je Scanner synchroniseren betekent:

HET VERZENDEN VAN DE GEGEVENS VAN DE SCANS DIE JE MET JE SCANNER HEBT UITGEVOERD NAAR DE SERVER VAN NU SKIN.

VOORDELEN:

- ✓ Op je Scannerrapporten zie je een overzicht van al jouw Scanneractiviteiten.
- ✓ Er wordt een verband gelegd tussen scans die aan ADR-bestellingen zijn gekoppeld.
- ✓ Nu Skin kan je je Scannerbonussen uitbetalen.



S3


PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

Synchroniseer je Scanner met app 2.0

- ✓ Na elke scansessie,
- ✓ minstens eenmaal per twee weken en
- ✓ uiterlijk op de laatste werkdag van de maand.

Als je Scanner niet elke twee weken wordt gesynchroniseerd, wordt hij automatisch buiten werking gesteld. Je kunt alleen nieuwe scans uitvoeren na een nieuwe synchronisatie.

Raadpleeg het tabblad 'Bestanden' om te zien hoeveel dagen er resteren voor de volgende synchronisatie:



The screenshot shows a mobile app interface with a green document icon at the top. Below the icon, the word 'RECORDS' is displayed in green. A table below provides synchronization details.

RECORDS PENDING	0
LAST SYNC	03/31/14 3:52 du.
DAYS REMAINING	14
SYNC STATUS	OK

Synchroniseer je Scanner met app 2.0

Je Scanner wordt automatisch gesynchroniseerd zolang je iPad* verbonden is met een wifi-netwerk.

- Alle **gesynchroniseerde** scans worden weergegeven als:



- Alle **niet-gesynchroniseerde** scans worden weergegeven als:



- Om scans te synchroniseren, druk je op de knop:





Synchroniseer je Scanner met app 3.0

Je Scanner wordt automatisch gesynchroniseerd zolang je apparaat* verbonden is met een wifi-netwerk.

Kunnen je scans niet worden gesynchroniseerd? Verbind je apparaat dan opnieuw met een wifi-netwerk (Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand) waarna alle scans automatisch worden gesynchroniseerd.

**De S3 Scanner-app 3.0 is ontwikkeld voor OS 12 en hoger, iPhone en iPad.*

S3

PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER

