


S3



De S3 Scanner



Wat is dit?

De gepatenteerde Pharmanex BioPhotonic Scanner is een geavanceerde testtool die op niet-invasieve wijze het carotenoïdengehalte in huidweefsels meet.

De S3 Scanner is snel, klein, draagbaar en werkt draadloos met een Apple-apparaat.



Wat doet het?

De scanner geeft een directe indicatie van iemands totale carotenoïdengehalte. En hij stelt je in staat om je huidcarotenoïden-score (Skin Carotenoid Score - SCS) te blijven volgen als je besluit om je voedingspatroon en leefstijl aan te passen.

Scannen kan overal en altijd.

Hoe werkt het?

Door middel van optische signalen, verkregen via resonantie Raman spectroscopie, kun je het carotenoïdengehalte in je huid laten meten.

Plaats je hand voor het blauwe licht van de scanner voor jouw SCS-score. 30 seconden later kun je score aflezen.



Jouw score

LAGE
CAROTENOÏDE-
OPNAME
IN WEEFSEL

Rood 10.000-19.000
Oranje 20.000-29.000

GEMIDDELDE
CAROTENOÏDE-
OPNAME
IN WEEFSEL

Geel 30.000-39.000
Groen 40.000-49.000

BOVENGEMIDDELDE
CAROTENOÏDE-
OPNAME
IN WEEFSEL

Blauw 50.000-59.000
Platinum 60.000-89.000+



Verhoog je score

JE SCORE WORDT HOGER ALS JE

- Meer fruit en groente eet
- Een gezonde leefstijl aanneemt en weinig stress ervaart



Kom meer te weten over de S3 Scanner op nuskin.com - Opportuniteit - Scanner