

Pharmanex® BioPhotonic Scanner



Een voorbeeld van innovatie

POSITIEVERKLARING

De gepatenteerde Pharmanex BioPhotonic Scanner is een geavanceerd apparaat dat op niet-invasieve wijze het carotenoïdegehalte in uw huid meet. Het verschaft u een persoonlijke Huidcarotenoïdescore (SCS) als onmiddellijk bewijs van uw carotenoïdegehalte.

De technologie die in de Scanner toegepast wordt, is een optische methode die bekendstaat als Resonantie Ramanspectroscopie. Carotenoïdemoleculen hebben typische lange ketens van geconjugeerde dubbele bindingen die sterke en unieke Ramansignalen genereren. De carotenoïden alfacaroteen, bètacaroteen, lycopene, luteïne en zeaxanthine kunnen sterke Ramanspectroscopiesignalen voortbrengen bij 518 nm wanneer ze opgewekt worden met een laserlicht van 478 nm.

CONCEPT

U verkrijgt uw SCS door uw hand vóór het laag-energetische blauwe licht te plaatsen. Het helpt bepalen of u al dan niet de juiste hoeveelheden carotenoïden inneemt. Het zal u ook tonen hoe de regelmatige inname van LifePak+* of JVI* uw SCS kan verhogen.

- **Een apparaat waar iedereen voordeel uit haalt:**

Klantgericht - Carotenoïden zijn een familie van meer dan 600 pigmenten die in de natuur voorkomen en die kleur geven aan eigeel, tomaten, alle groene bladgroenten, vruchten en bloemen. Wanneer klanten gescand worden en hun SCS krijgen, dan zijn ze zich bewust van hun carotenoïdegehalte. Het kan voor hen een reden zijn om meer fruit en groenten te eten en voedingssupplementen met carotenoïden in te nemen.

Bedrijfsgericht - De Scanner is een doeltreffend verkoopmiddel. Nadat de klanten gescand werden en de Scannergecertificeerde producten ingenomen hebben die ze bestelden via Automatic Delivery Rewards (ADR), worden ze opnieuw gescand. Dit verschaft hen concreet bewijs van de evolutie van hun SCS en toont aan dat hun Pharmanex-producten een verschil maken. De Scanner is ook een geweldig sponsormiddel om potentiële partners de zakelijke mogelijkheden van dit unieke apparaat te tonen.

- **Uniek en erkend:** De unieke technologie van de Scanner, die de nobelprijs gewonnen heeft, werd ontwikkeld door medici en fysici en bekrachtigd door toonaangevende wetenschappelijke studies. De Scanner is dus een

revolutionair apparaat dat u een concurrentievoordeel biedt. We wijzen erop dat u de Scanner alleen kunt huren, u kunt het apparaat niet kopen.

- **Geen medisch apparaat:** De Scanner is niet bedoeld voor medische doeleinden. Het is in geen enkel opzicht een medisch apparaat of diagnostisch instrument en is niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen, verlichten, genezen of voorkomen of om de structuur of werking van het lichaam te beïnvloeden.
- **Innoverend en evolutionair:** De innoverende S1 bracht alle technologieën die ooit enkel in een laboratorium terug te vinden waren naar onze woonkamer. Het werd een succesvol en technologisch geavanceerd apparaat, wat leidde tot een tweede innovatieronde. Met de S2 introduceerde Nu Skin een nieuwere, kleinere en snellere versie van de Scanner. En daar bleef het niet bij, integendeel, dit was nog maar het begin. Nu, tien jaar later, wordt de wetenschap die een hele kamer innam, u aangeboden in de vorm van de gestroomlijndere, draagbaardere, snellere en gloednieuwe S3.

DE EVOLUTIE VAN HET BEWEZEN VERSCHIL

Lanceringsdatum	2003	2005	2006	2013
Scannerversie	S1	S2	S2 Everest Edition	S3
Opwarmingstijd	30 min	5 min	5 min	0 min
Kalibratietijd	17 min	4 min	90 sec	30 sec
Kalibratiestappen	9 scans	3 scans	1 Operator Scan	1 scan met donker kapje
Gewicht van de Scanner	4,5 kg	2,3 kg	2,3 kg	1,46 kg
Scantijd	3 min	90 sec	90 sec	30 sec
Temperatuurbereik	21-24°C	10-35°C	10-35°C	10-35°C
Gekoppeld toestel	laptop	laptop	laptop	iPad mini & Scanner App

VOORNAAMSTE VOORDELEN EN KENMERKEN

De S3 is de volgende generatie van bedrijfsinnovatie. Voortaan kunt u:

- Meer klanten scannen binnen dezelfde tijdsspanne
- Overall scannen: kleiner, lichter, draagbaar, draadloos, werking op batterij (500 scans of 6 uur onafgebroken gebruik zonder de Scanner te moeten opladen)
- Op ieder moment scannen: synchroniseer één keer per maand met de server van Nu Skin Enterprises, het uploaden gebeurt automatisch via wifi
- Scannen via gemakkelijke stappen en nieuwe functies ontdekken met de Scanner App:
 - Overzicht van uw Scannerstatus
 - Bijhouden van uw scangegevens
 - Automatische herinneringen om uw Scanner te testen en te synchroniseren
 - Online registratie van nieuwe ADR's of Distributeurs
 - Automatische follow-up van klanten
 - Demografische gegevens: instrument voor de vergelijking en analyse van scores
 - Aankoop van digitale Scan Card-nummers
 - Ondersteuning en hulp

VOOR WIE IS DIT TOESTEL GESCHIKT?

Klanten: Iedereen die minstens 18 jaar oud is.

Scanner Operator: U dient een gekwalificeerde Nu Skin Distributeur te zijn. Neem contact op met uw plaatselijke Account Manager om te weten te komen hoe u zich kunt kwalificeren voor het huren van een Scanner.

SCANNERGECERTIFICEERDE PRODUCTEN*

- LifePak+
- JVI

** Deze producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar in uw land. Raadpleeg onze website voor de beschikbaarheid van de producten in uw land.*

WAARSCHUWINGEN:

De S3 is een zeer gevoelig toestel. Ga er dus voorzichtig mee om. Om het gevaar voor brand of elektrische schokken te beperken, gelieve de S3 niet bloot te stellen aan regen of vocht. De aanbevolen gebruikstemperatuur voor de S3 schommelt tussen 10°C en 35°C.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat meet de Pharmanex BioPhotonic Scanner?

De Scanner meet het carotenoïdegehalte in de huid. Carotenoïden zijn een familie van meer dan 600 pigmenten die in de natuur voorkomen en die kleur geven aan eigeel, tomaten, alle groene bladgroenten, vruchten en bloemen. De bekendste carotenoïden die met behulp van de Scannertechnologie gemeten worden zijn bètacaroteen, luteïne, zeaxanthine en lycopene.

In welk opzicht is de S3 verschillend van de S1 en de S2?

De S3 maakt gebruik van dezelfde technologie als de S1 en de S2 om hetzelfde te meten, namelijk de Huidcarotenoïdescore. Het gaat slechts om een evolutie, niet om een revolutie. Deze verbeterde versie ligt meer in lijn met de huidige technologieën. Het maakt het scannen gemakkelijker en sneller en verbetert de interactie met en de follow-up van de personen die u gescand hebt.

Waaruit bestaat de S3?

De S3 bestaat uit de volgende items:

- 1 S3 Pharmanex BioPhotonic Scanner
- 1 draagtas
- 1 oplaadkit en voedingskabels



Dit document is bestemd voor het personeel en de onafhankelijke Distributeurs van Nu Skin Enterprises EMEA. Het mag niet verspreid worden onder het grote publiek.